

INSTRUCTIES EN INFORMATIE - afname parasitologie en worminfecties samples

BELANGRIJK




LEES DE INSTRUCTIES – Het opvolgen van de instructies vergroot de nauwkeurigheid van het onderzoek.

AANVRAAGFORMULIER – Vul het aanvraagformulier volledig in!

Inhoud afname-envelop



- ✓ Instructies
- ✓ Aanvraagformulier
- ✓ Fecesopvangsysteem – 2 stuks
- ✓ Buisje met vloeistof – 2 stuks
- ✓ RigidSafetyBag – 2 stuks
- ✓ Vier latexvrije handschoenen
- ✓ Gele medische verzendenvelop

Algemene informatie

- ✓ Binnen 7 tot 10 werkdagen uitslag
- ✓ De uitslag wordt gerapporteerd aan uw zorgverlener
- ✓ De medewerkers van het laboratorium zijn niet medisch onderlegd; u kunt niet bij hen terecht voor aanvullend advies over uw uitslagen
- ✓ Persoonsgegevens worden door MGLab&Advies B.V. opgenomen in een beveiligd digitaal patiëntenarchief waarop het privacyreglement van toepassing is conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens
- ✓ De onderzoeken komen niet in aanmerking voor vergoeding bij uw zorgverzekeraar
- ✓  info@mglab.nl
- ✓  058-2150025
- ✓  www.mglab.nl
- ✓  Postbus 1528 - 8901 BV Leeuwarden

Instructie sample afname

- Neem op twee verschillende dagen een sample
- Wacht met het afnemen van beide samples tot een dag waarop klachten zoals aandrang of brijachtige ontlasting zijn toegenomen; Dit kan duiden op een verhoogde uitscheiding van darmparasieten
- U kunt op elke dag van de week een sample afnemen
- Schrijf uw naam, geboortedatum en de datum van afname op de etiketten
- Vang de ontlasting droog op met het bijgeleverde fecesopvangsysteem
- Trek de latexvrije handschoenen aan
- Gebruik de ontlasting dat het laatste het lichaam heeft verlaten
- Schep, met het lepeltje dat zich in het dopje van het busje bevindt, kleine hoeveelheden ontlasting in het busje
- Roer de ontlasting goed door de vloeistof en herhaal dit tot de zwarte streep op het etiket is bereikt
- Draai het dopje stevig aan
- Herhaal deze instructies op de eerstvolgende dag van verhoogde aandrang of zachte ontlasting, om het tweede busje te vullen



Instructie inpakken en verzenden

- Plaats het busje in één van de RigidSafetyBags en sluit deze door de sluitstrip te verwijderen
- Herhaal deze instructie wanneer het tweede sample is genomen
- Plaats beide RigidSafetyBags samen met het aanvraagformulier in de verzendenvelop
- Sluit de verzendenvelop door de plakstrip te verwijderen
- (!) Laat niet te veel lucht achter in de verzendenvelop
- U hoeft de verzendenvelop niet koel te bewaren; het monster wordt geconserveerd door de vloeistof en blijft maandenlang goed
- De envelop wordt naar een antwoordnummer gestuurd; er zijn daarom geen postzegels nodig

