



**MGLAB&ADVIES B.V.**  
laboratorium voor ontlastingsonderzoek



## BELANGRIJK

- ✓ **LEES DE INSTRUCTIES**  
Het opvolgen van de instructies vergroot de nauwkeurigheid van het onderzoek
- ✓ **AANVRAAGFORMULIER**  
Vul de invulvelden in die van toepassing zijn op het aanvraagformulier en vergeet deze niet mee te sturen met het monster
- ✓ **PROBIOTICA**  
Indien van toepassing: stop vijf dagen voor de afname met het gebruiken van
- ✓ **MONSTERNAME**  
Volg goed het schema voor de dagen van monstername en verzending van de envelop met monsters
- ✓ **VERS MONSTER**  
Het verse monster (potje met bruine dop) **kan alleen op maandag, dinsdag of woensdag** worden afgenomen en ingestuurd. Houd daar rekening mee bij de afname van de monsters voor parasietenonderzoek

## INFORMATIE

- ✓ Binnen 7 tot 10 werkdagen uitslag
- ✓ De uitslag wordt gerapporteerd aan uw zorgverlener of aan uw darmklachten.nl account toegevoegd
- ✓ De medewerkers van het laboratorium zijn niet medisch onderlegd; u kunt niet bij hen terecht voor aanvullend advies over uw uitslagen
- ✓ Persoonsgegevens worden door MGLab&Advies B.V. opgenomen in een beveiligd digitaal patientenarchief waarop het privacyreglement van toepassing is conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens
- ✓ De onderzoeken komen niet in aanmerking voor vergoeding

## CONTACT

info@mglab.nl  
www.mglab.nl  
058 2120025  
Postbus 1528  
8901 BV Leeuwarden

## INSTRUCTIES en INFORMATIE

### VERS + PARASIETEN




In deze folder leest u instructies en informatie voor de afname en verzending van monsters voor laboratoriumonderzoek

Lees graag nauwkeurig de folder door en volg de stappen van de monsterafname. Dit is met name van belang voor de betrouwbaarheid van de uitslagen

## PLANNING

### Afname en verzending monsters

- Bekijk deze planning goed voor een optimale voorbereiding van het nemen en verzenden van de monsters.
- Het eerste parasietenmonster kan op elke dag van de week afgenomen worden.  
**(!)** Bij chronische darmklachten raden wij aan de parasietenmonsters te nemen bij verhoogde aandrang, brijachtige ontlasting of diarree. Dit verhoogt de kans op het aantonen van de parasieten.
- Het verse monster moet tegelijk met het tweede parasietenmonster afgenomen plus dezelfde dag opgestuurd worden.
- Het verse monster moet zo spoedig mogelijk na afname verzonden worden. Doe dat alleen op maandag, dinsdag of woensdag.

DAG 1	DAG 2
alle dagen van de week vóór DAG 2	maandag, dinsdag of woensdag
<b>STAP 1</b> Neem het eerste parasietenmonster (vooral bij klachten als verhoogde aandrang, brijachtige ontlasting of diarree) 	<b>STAP 2</b> Neem het tweede parasietenmonster  <b>STAP 3</b> Neem het verse monster  <b>STAP 4</b> Verzend de monsters naar het laboratorium 

## DAG 1 - ZONDAG

### STAP 1: Instructie afname 1<sup>e</sup> parasietenmonster

- Leg het kleine buisje met gele dop + wattenstaaf klaar
- Vang de ontlasting droog op met het bijgeleverde fecesopvangsysteem
- Trek de latexvrije handschoenen aan
- Schroef het gele dopje van het buisje en leg deze op een schoongemaakt oppervlak
- Haal de wattenstaaf uit de koker en prik deze in de ontlasting en zorg dat er een klontje ontlasting aan zit
- Breng de ontlasting over in de vloeistof in het buisje beweeg het wattenstaafje **voorzichtig** op en neer met een draaiende beweging
- Plaats de gele dop op het buisje en draai deze goed aan
- Gooi de handschoenen en koker met vieze wattenstaaf weg bij het normale afval
- Bewaar het eerste monster voor parasietenonderzoek in de RigidSafetyBag bij kamertemperatuur tot het opsturen van alle monsters  
**(!)** Sluit de RigidSafetyBag nog niet!
- Ga op maandag, dinsdag of woensdag verder met stap 2, 3 en 4




## DAG 2 - MAANDAG, DINSDAG OF WOENSDAG

### STAP 2: Instructie afname 2<sup>e</sup> parasietenmonster

- Volg voor afname van het 2<sup>e</sup> parasietenmonster de instructie van stap 1 tot en met het overbrengen van de ontlasting in het buisje en het goed aandraaien van het gele dopje
- Plaats de wattenstaaf terug in de koker en gooi deze weg bij het normale afval
- Houd de handschoenen aan en ga **direct** verder met stap 3

### STAP 3: Instructie afname vers monster

- Gebruik de ontlasting dat als laatste het lichaam heeft verlaten
- Breng met het lepeltje, dat zich in de dop van de buis bevindt, ontlasting over in de buis  
**(!)** Vul het potje tot de aangegeven streep op het etiket!
- Draai de bruine dop stevig aan
- Gooi de handschoenen weg bij het normale afval
- Ga **direct** verder met stap 4



### STAP 4: Instructie inpakken en verzenden

- Doe de twee buisjes van dag 2 ook in de RigidSafetyBag (bij het eerste buisje van dag 1) en sluit deze door de witte strip te verwijderen
- Plaats de RigidSafetyBag samen met het **aanvraagformulier** in de verzendenvelop
- Sluit je verzendenvelop door de witte plakstrip te verwijderen
- Post de envelop met inhoud op **DAG 2** voor de lichter van de brievenbus (vóór 17.00 uur)

